



Tabtime Super 8 Pillendose

Uhrzeit einstellen

So lässt sich die Uhrzeit ein- oder umstellen.

HINWEIS: Wenn die Uhrzeit das erste mal eingestellt werden soll, muss zuvor die Schutzfolie von der Batterie entfernt werden, damit die Batterie Kontakt zum Gerät bekommt.

1. Halte die **MODE** Taste gedrückt, bis die Display-Anzeige blinkt.



2. Stelle die Zeit durch Drücken der Tasten **HOURL** (für Stunde) und **MINUTE** (für Minute) ein.



3. Bestätige deine Eingabe der Uhrzeit durch Drücken der **MODE** Taste.



4. Die Uhrzeit ist nun eingestellt.