

Yisunf AXD-808

Benutzer und Einheit einstellen

1. **Benutzer einstellen**

   Halte im ausgeschalteten oder im Standby-Modus die [SET]-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis dein Benutzersymbol 1 oder 2 auf dem Bildschirm blinkt.

   (Bist du der Erstbenutzer, dann ist es Benutzersymbol 1.)

2. Drücke die Taste [MEM], um dich als Benutzer (1 oder 2) auszuwählen.

3. Drücke die [SET]-Taste, um deine Auswahl des Benutzers (1 oder 2) zu bestätigen und in die Einheiteneinstellung einzutreten.

---

4. **Einheit einstellen**

   Drücke die Taste [MEM], um zwischen den Einheiten kPa und mmHg umzuschalten:

   - Wenn auf dem Bildschirm "PA OF" angezeigt wird, ist die Einheit des Geräts mmHg.
   - Wenn auf dem Bildschirm "PA ON" angezeigt wird, ist die Einheit des Geräts kPa.

5. Drücke die [SET]-Taste, um die Einheit zu bestätigen.

6. Drücke die [START/STOP]-Taste, um alle Einstellungen zu speichern.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.