



Apple Watch Series 10

EKG Messungen ausdrucken


Du kannst deine EKG-Aufzeichnungen von der Apple Watch folgendermaßen ausdrucken:

1. Öffne auf deinem iPhone die **Health-App**.




2. Tippe in der Übersicht auf **Elektrokardiogramme (EKG)**.

Solltest du dies nicht auf der Startseite finden, tippe auf **Alle Gesundheitsdaten anzeigen**.



3. Suche in der Liste nach **Elektrokardiogramme (EKG)** und tippe es an.



4. Wähle die gewünschte EKG-Aufzeichnung aus.



5. Tippe auf **PDF exportieren**.



6. Nun wird eine PDF erzeugt, die du über das Teilen-Symbol (Quadrat mit Pfeil) oben rechts teilen oder drucken kannst.



7. Du kannst dir die Datei auch z. B. per E-Mail an dich selbst senden und am PC ausdrucken.