

Cubot X18 Plus USB OTG Test

Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Smartphone mit dem USB-OTG-Standard kompatibel ist, kannst du dies mit der kostenlosen App <u>USB Host Diagnostics</u> prüfen.

1. Öffne die App.



2. Drücke den Button Start diagnostics.

•	-	-	
0.4.2		# 74 B	12:44
USB Hos	st Diagnostic	s	
Fallow Not o	intere i		
DIAGNOSTICS			
Start diagno	stics		
DEVICE			
¢		Ū	
Redienur	nasanlei	10024	de
Bealdrion	igout tien	ongz-	

3. Die App fordert jetzt zu auf, alle USB-Kabel zu entfernen. Führe das aus und bestätigen dann mit **OK**.



4. Nun musst du ein USB-Gerät anschließen – am besten geeignet wäre ein USB-Stick, der mit FAT formatiert ist. Ist dein Smartphone mit USB OTG ausgestattet, wird ihn die App den Stick innerhalb einiger Sekunden erkennen.



5. Tut sie das nicht, drücke das Zurück-Symbol. Die App fragt noch einmal, ob tatsächlich ein USB-Gerät angeschlossen wurde, und gibt dann das Diagnose-Ergebnis aus.

Im Anschluss daran kannst du die Ergebnisse in die Datenbank der App hochladen, die dann unter USB Host Diagnostics zu finden sind.