

Beurer MP 41

Aufsätze

Da es sich um Profi-Aufsätze handelt, ist es wichtig, mit den Aufsätzen vorsichtig umzugehen, da Verletzungsgefahr bei unsachgemäßem Gebrauch besteht. Insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten ist behutsames Vorgehen angeraten.

Folgende Aufsätze liegen dem Gerät bei:

1. **Saphirscheibe, fein**
   Geeignet zum Feilen und Bearbeiten der Nägel, feine Körnung der Saphirscheibe. Das Besondere an dieser Saphirscheibe ist, dass nur die innere Schleifscheibe rotiert, die äußere Fassung jedoch fest bleibt. Dies ermöglicht ein exaktes Feilen der Nägel ohne die Gefahr, die Haut durch die schnell rotierende Scheibe zu verbrennen.



2. **Saphirscheibe, grob**
   Geeignet zum Feilen und Bearbeiten der Nägel, grobe Körnung der Saphirscheibe. Mit diesem Aufsatz kannst Du selbst dicke Nägel durch Feilen kürzen. Da er schnell große Flächen des Nagels abträgt, solltest Du auch hier behutsam vorgehen.



3. **Saphirkegel**
   Geeignet zum Entfernen von trockener Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse und Bearbeiten der Nägel. Entferne nicht die gesamte Hornhaut, um den natürlichen Schutz der Haut beizubehalten.



4. **Filzkegel**
   Geeignet zum Glätten und Polieren des Nagelrands nach dem Feilen sowie zur Säuberung der Nageloberfläche. Poliere immer in kreisenden Bewegungen und lasse den Filzkegel nicht auf einer Stelle ruhen, da es durch die Reibung zu starker Wärmeentwicklung kommen kann.



5. **Saphir-Hornhautschleifer**
   Schnelles Entfernen dicker Hornhaut oder großer Schwielen an Fußsohle und Ferse. Dieser Aufsatz dient der großflächigen Anwendung.



6. **Zylinderfräser**
   Geeignet zum Abschleifen verholzter Fußnageloberflächen sowie grobes Glätten derselben. Dazu legst Du den Zylinderfräser waagrecht zur Nageloberfläche an und trägst in langsamen kreisenden Bewegungen die gewünschte Nagelschicht ab.



7. **Flammenfräser**
   Geeignet zum Lösen eingewachsener Nägel. Führe hierzu den Flammenfräser vorsichtig an die zu behandelnde Stelle hin und trage die nötigen Nagelteile ab.



Arbeite beim Feilen immer von der Außenseite des Nagels zur Spitze! Kontrolliere während der Behandlung die Ergebnisse regelmäßig. Sobald die Anwendung unangenehm wird, beende die Behandlung.

Diese PDF Anleitung wurde bereitgestellt von Bedienungsanleitung24.de

Keine Haftung für bereitgestellte Inhalte. Die Richtigkeit der Inhalte wird nicht gewährleistet.